



CZ **LadyP** je vyrobeno výhradně z kvalitního lékařského silikonu se všemi potřebnými atesty. Při výrobě nejsou použity žádné materiály jako plasty nebo latex. Neobsahuje BPA a ftaláty. Použité barvy jsou s atestací a jsou používány v lékařském nebo potravinářském průmyslu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodloužení LadyP pro ještě větší komfort a přesné nasměrování do záchodové mísy nebo jiné místo. Stačí jen nasadit na konec LadyP.

Ochranné pouzdro LadyP je praktické pouzdro vyrobené speciálně pro úschovu dámské hygienické pomůcky LadyP. Tu stačí do pouzdra jednoduše zasunout, stočit a pouzdro uzavřít suchým zipem. Tak bude vaše LadyP chráněna před případným poškozením či ztrátou. Součástí je malá karabinka na připevnění.

SK **LadyP** je vyrobené výhradne z kvalitného lekárskeho silikónu so všetkými potrebnými atestami. Pri výrobe nie sú použité žiadne materiály ako plasty alebo latex. Neobsahuje BPA a ftaláty. Použité farby sú s atestáciou a sú používané v lekárskom alebo potravinárskom priemysle.

PŘÍSLUŠENSTVO

Predĺženie LadyP pre ešte väčší komfort a presné nasmerovanie do záchodovej misy alebo iné miesto. Stačí len nasadiť na koniec LadyP.

Ochranné púzdro LadyP je praktické púzdro vyrobené špeciálne pre úschovu dámskej hygienickej pomôcky LadyP. Tú stačí do púzdra jednoducho zasunúť, stočiť a púzdro uzavrieť suchým zipsom. Tak bude vaša LadyP chránená pred prípadným poškodením či stratou. Súčasťou je malá karabínka na pripevnenie.

EN **LadyP** is made entirely of a medical grade silicone with all attestations. No plastic or latex materials have been used. Colours used have attestations and are approved for use in the food industry and healthcare.

ACCESSORIES

Extension LadyP is a long flexible tube for even greater comfort and easy directing into the toilet or a particular spot and for urine collection. Just insert on the narrow, strengthened end of LadyP.

LadyP Protective Case is a practical, sport-style case designed especially for storing LadyP. Just insert it, roll in and close. Includes a small clip to attach it. Your LadyP will be protected against any damage and you will never lose it.



DE **LadyP** wird ausschließlich aus Hochwertigem medizinischem silikon mit sämtlichen attestierten hergestellt. Es werden weder plastik noch latex verwendet. Die verwendeten farben sind attestiert und werden in der lebensmittelherstellung und medizinischen industrie eingesetzt.

ZUBEHÖR

LadyP-Verlängerung für noch grösseren komfort und das richtige leiten ins toilettenbecken oder an den gewünschten ort, für urinproben ist das lange biegsame röhrechen da. Sie brauchen es nur auf das verengte und feste ende von ladyP zu stecken.

LadyP Schutzhülle speziell zur aufbewahrung der ladyP. Einfach hinein schieben, zusammenrollen und mit dem klettverschluss verschließen. Mit kleinem karabinerhaken zum befestigen. So ist ihre ladyP vor beschädigung geschützt und kann nicht verloren gehen.

ES **LadyP** se fabrica exclusivamente con silicona médica de alta calidad, con todos los certificados. No se utiliza ningún tipo de plástico o materiales de látex. Los colores utilizados tienen la certificación y están destinados para el uso en la industria alimentaria y médica.

ACCESORIOS

Extensión LadyP: Para una mayor comodidad y para facilitar la dirección en el wáter o en otro lugar, y para la recogida de la orina, disponemos de un tubo largo y flexible. Solo hay que colocarlo en el extremo estrecho y sólido de LadyP.

Funda protectora LadyP: Una funda práctica deportiva hecha específicamente para la protección de LadyP. Sólo tiene que meterlo, enrollar y cerrar el velcro. Lleva también una pequeña carabina para la fijación. Así su LadyP será protegido de cualquier daño y nunca lo perderá.

IT **LadyP** è prodotta esclusivamente in silicone anallergico di ottima qualità, dotato di tutte le certificazioni. Non contiene lattice o plastica. I colori utilizzati sono certificati e utilizzati nell'industria alimentare e farmaceutica.

ACCESSORI

Prolunga della LadyP: Per un comfort ancora maggiore e per meglio direzionare il flusso di urina si può utilizzare questo lungo tubicino flessibile. Basta infilarlo e fissarlo all'estremità della LadyP.

Astuccio protettivo LadyP: Pratico astuccio prodotto per la conservazione della LadyP. Si inserisce facilmente, si arrotola e chiude con il velcro. È compreso anche un piccolo moschettone per appenderla. In questo modo proteggi la LadyP da possibili danni e non la perderai mai.

FR **LadyP** est fabriqué exclusivement à partir de la silicone médicale de haute qualité, avec toutes les attestations. Aucune matière plastique ou en latex n'est utilisée. Les colorants utilisés sont attestés et destinés à l'industrie alimentaire et médicale.

ACCESSOIRES

Extension LadyP: Pour encore plus de confort et pour l'orientation correcte vers les toilettes ou un autre endroit, pour la récupération de l'urine, nous proposons un long tube flexible. Il suffit de le mettre sur bout réduit et solidifié du LadyP.

Étui de protection LadyP: L'étui pratique de sport conçu spécialement pour ranger LadyP. Il suffit de le remettre dedans, enrouler et fermer le Velcro. L'étui a un petit mousqueton pour la fixation. De cette façon, votre LadyP sera protégé contre un possible endommagement et vous ne le perdrez jamais.